

schein **KIDS** by schein

Antivarus-Schuhe by schein

Orthesenschuhe by schein

Stabilschuhe ICP by schein

Stabilschuhe by schein



Herbst / Winter 2011/12



Die Sichelfußtherapie

Der Fuß Ihres Kindes ist bei uns in besten Händen.

Liebe Eltern,
mit Ihrer Wahl zu unseren therapeutischen Hilfsmitteln,
die der Korrektur von Sichelfüßen dienen, haben Sie eine gute
Entscheidung getroffen.

Der kindliche Sichelfuß ist eine gut zu behandelnde Fehlstellung,
die jedoch grundsätzlich so früh wie möglich therapiert werden
sollte, um Folgeschäden vorzubeugen. Dabei kann bereits im
Säuglingsalter die Sichelfußtherapie mit entsprechenden
Korrekturmaßnahmen beginnen.

Medizinisch bedeutet dies, dass zum einen eine statische
Korrektur des in Fehlstellung befindlichen Vorfußes erfolgt
und zum anderen eine dynamisch-trainierende Korrektur
zur Beseitigung der muskulären Dysbalance.
Die Versorgungsbeispiele ziehen sich wie ein roter Faden
vom Säugling bis hin zum Schulkind.

Mit unseren Antivarus-Schuhen profitiert Ihr Kind von
unserer speziellen Erfahrung, die bis in das
Gründungsjahr 1879 reichen. Seit mehr als 25 Jahren
betreiben wir Forschung und Entwicklung im
Segment der Antivarus-Schuhe und haben das
kindgerechte Design wesentlich beeinflusst.
Das Ergebnis spricht für sich. Wir sind heute
Weltmarktführer und haben mehrere 100.000
Kinder erfolgreich während der Therapie begleitet.
Die besonderen Eigenschaften unserer Schuhe
führen zu einer erfolgreichen konservativen
Versorgung der Sichelfußstellung und erfüllen Ihre
Erwartungen hinsichtlich Therapie, Tragekomfort
und modischem Design.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Wir sind gemeinsam mit dem Fachhandel für Sie da.
Ihr Schein Orthopädie Service Team





Baby-Sichelfußorthese

Die Sichelfußorthese ist in Schuhform aus weichem Leder gestaltet. Der Rückfuß wird zuverlässig zwischen der führenden Hinterkappe und dem breitflächigen Fußrückengurt gehalten. Die Orthese findet ihren Einsatz vorwiegend bei Säuglingen und Kleinkindern im Krabbelalter; danach wird diese als Nachtschiene bei den weiterhin redressionsbedürftigen Adduktus-Stellungen des Vorfußes eingesetzt.



Code-Nr.:
039101 - rechts
039102 - links

13 Größen von
80 bis 150 mm
(zum Gehen nicht geeignet)



Korrektur-Zubehör:

Die Baby-Sichelfußorthese wird mit montierter Feder in Normalspannung sowie 2 Federn für mittlere und maximale Spannung und einem Fixier-Element geliefert. Je nach Verordnung erfolgt die Umsetzung in eine dynamische oder fixierbare Korrektur.



BSF-Orthese

mit dynamischer Korrektur



mit fixierbarer Korrektur

Die Korrektur der Vorfuß-Fehlstellung erfolgt in Höhe der Lisfranc'schen Gelenklinie durch lateralen Federzug an der geteilten Orthesensohle. Die Führung des Vorfußes wird vom Schaft gesichert, der durch Spannriemen verstärkt ist. Die Zehenpartie bleibt frei beweglich.

In Abhängigkeit vom Schweregrad der Kontraktur können die Zugfedern in unterschiedlichen Härtegraden eingesetzt werden.

Ist die Korrekturstellung des Fußes erreicht, so wird diese durch ein Fixier-Element als Federersatz fest eingestellt. Bei der Größenbestimmung ist auf volle Streckung des Fußes zu achten.



BSF-Schuh mit Korrektur

Code-Nr.:
039501 - rechts
039502 - links

8 Größen von
80 bis 150 mm

Der Baby-Sichelfußschuh ist mit einer unveränderbaren Anti-Varus-Korrektur ausgestattet. Der Schaft wird durch eine entsprechende Kappe verstärkt. Diese Laufsohle ermöglicht auch das Stehen und Gehen.



BSF-Schuh in Neutralstellung

Code-Nr.:
039506 - rechts
039507 - links

8 Größen von
80 bis 150 mm

Bei einseitiger Sichelfußversorgung kann der Sichelfußschuh in Neutralstellung für den gesunden Fuß eingesetzt werden.

AV



Die Sichelfußtherapie

Sichel- und Klumpfußschienen

Die variable, passive Korrektur des kindlichen Sichelfußes oder vorbehandelten Klumpfußes mit verbliebener Adductusstellung kann mit diesen farbigen Polyethylen-Schienen leicht durchgeführt werden. Durch stabilen Sitz der Ferse kann der Mittel- und Vorfuß in der erforderlichen Weise nach lateral redressiert werden. Bei leichter Spitzfußkomponente wird mit einer zusätzlichen Oberschenkelfassung die 90°-Stellung im Knie zur Entlastung der Wadenmuskulatur erzielt.



15 Größen von 7 bis 23 cm


- ① { weiß = Code-Nr. 035270-
blau = Code-Nr. 035271-
rot = Code-Nr. 035272-
② { weiß = Code-Nr. 035260-
blau = Code-Nr. 035261-
rot = Code-Nr. 035262-



Antivarus-Schuhe zur Korrektursicherung des kindlichen Sichelfußes und postoperativen Klumpfußes.

Die Wirkung der Antivarus-Schuhe beruht auf der bewährten 3-Punkte-Korrektur.

1. Der Rückfuß wird durch eine umfassende Fersenkappe aufrecht gehalten und vor Torsionswirkungen im Sprunggelenk bei der erforderlichen Vorfußkorrektur bewahrt.
2. Der laterale Druck am Kuboid entspricht dem Hypomochlion, um das der Vorfuß in die Korrekturstellung gedrängt wird.
Deshalb ist dort der laterale Endpunkt der verlängerten Fersenkappe.
3. Der dritte Korrekturpunkt befindet sich vorn medial in Höhe des Großzehengrundgelenkes. Dort wird der Fuß daran gehindert, in die Fehlstellung zurückzuweichen.
Die Indikation für die Antivarus-Schuhe ist bei der Behandlung gehfähiger Kinder mit Vorfuß-Adduktion, wie beim Sichel-, Serpentin- oder Klumpfuß, gegeben.
Eine gezielte Wuchslenkung erfolgt durch die Form des Schaftes und die Größenzugabe.
4. **Die Korrektur erfolgt bei einer Achsabweichung nach lateral von mindestens 8°.**
5. Kassenabrechnung:
Hilfsmittelverzeichnis - Produktgruppe 31,
Pos.- Nr. 31. 03. 03. 6002
"Korrektursicherungsschuhe"



schein KIDS

Antivarus-Schuhe by schein

Hilfsmittelverzeichnis - Produktgruppe 31,
Pos.-Nr. 31.03.03.6002 "Korrektursicherungsschuhe"



50	AV - 041020 / 18 - 38 NS - 041025 / 18 - 38
Sky	 
	



Durch die Abnäher lassen sich die Riemen problemlos kürzen.

Einen optimalen Halt beim offenen Antivarus-Schuh bieten regulierbare Riemen mit Dornschnallen bzw. Klettverschlüsse.

Die verlängerte Hinterkappe geht weit über den Korrekturpunkt bis zum Großzehenglied hinaus.



52	AV - 041750 / 18 - 42 NS - 041755 / 18 - 42
Ben	 



51	AV - 041090 / 18 - 35 NS - 041095 / 18 - 35
Sunny	 
	

72	AV - 041080 / 18 - 42 NS - 041085 / 18 - 42
Hero	 
	



AV

S3	AV - 041790 / 18 - 28
Anja	NS - 041795 / 18 - 28
	

AV



54
Lupi
AV - 041010 / 18 - 42
NS - 041015 / 18 - 42



55
Amy
AV - 041030 / 18 - 32
NS - 041035 / 18 - 32



56
Mareike
AV - 041620 / 21 - 32
NS - 041625 / 21 - 32



57
Kletty
AV - 041680 / 21 - 35
NS - 041685 / 21 - 35



142
Carbon
AV - 341900 / 21 - 42
NS - 341905 / 21 - 42

58

Stars

AV - 041840 / 20 - 28
NS - 041845 / 20 - 28



59

Sternchen

AV - 041870 / 20 - 28
NS - 041875 / 20 - 28



AV


schein KIDS

Antivarus-Schuhe by schein

Hilfsmittelverzeichnis - Produktgruppe 31,
Pos.-Nr. 31. 03. 03. 6002 "Korrektursicherungsschuhe"



60
Viola
AV - 040960 / 20 - 28
NS - 040965 / 20 - 28





61
Rob
AV - 040970 / 20 - 32
NS - 040975 / 20 - 32





Durch den hohen Schaft wird das untere Sprunggelenk fixiert und das obere Sprunggelenk stabilisiert.

Die Schaftpolsterung im Bereich des gesamten Rückfußes dient zur besseren Fixierung des unteren Sprunggelenks als Basis der Korrekturfunktion.

Mit der weiten Schnürung wird sichergestellt, dass sich die Druckbelastung auf dem Fußrücken gleichmäßig verteilt. Die Korrekturwirkung wird dadurch optimiert.

Durchgehende Kappenversteifung im medialen Korrekturbereich. Die verlängerte Hinterkappe ermöglicht eine gleichbleibende Korrekturwirkung.

Die im Schuh einliegende Sohle ist mit dem Weichpolstermaterial "Medifoam" beschichtet. Somit wird der Fuß in der Belastung weich gebettet. Bei Bedarf kann die Sohle entnommen und dadurch der Innenraum des Schuhs z. B. für eine Einlagenversorgung vergrößert werden.



64
Kito
AV - 040350 / 18 - 38
NS - 040355 / 18 - 38



63
Nico
AV - 040340 / 23 - 42
NS - 040345 / 23 - 42



62
Fabian
AV - 040330 / 18 - 42
NS - 040335 / 18 - 42



65

Noah

AV - 040010 / 23 - 39
 NS - 040015 / 23 - 39



AV



66

Navy

AV - 040020 / 23 - 39
 NS - 040025 / 23 - 39



AV



67	AV - 042550 / 18 - 38 NS - 042555 / 18 - 38
Nele	
	 



68	AV - 042560 / 18 - 42 NS - 042565 / 18 - 42
Phoenix	
	 



74	AV - 042590 / 18 - 35 NS - 042595 / 18 - 35
Hausi	
	



73	AV - 042580 / 18 - 35 NS - 042585 / 18 - 35
Teppi	
	



 **schein KIDS**
Antivarus-Schuhe by schein

Hilfsmittelverzeichnis - Produktgruppe 31,
Pos.-Nr. 31. 03. 03. 6002 "Korrektursicherungsschuhe"



AV

162	AV - 342100 / 28 - 34
Isabell	NS - 342105 / 28 - 34

AV



70 AV - 040080 / 20 - 28
NS - 040085 / 20 - 28

Mia



69 AV - 042170 / 21 - 38
NS - 042175 / 21 - 38

Retro



71 AV - 040070 / 22 - 42
NS - 040075 / 22 - 42

Paul



143 AV - 340020 / 18 - 38
NS - 340025 / 18 - 38

Natalie



144 AV - 340080 / 18 - 42
NS - 340085 / 18 - 42

Kenan



145 AV - 340030 / 23 - 42
NS - 340035 / 23 - 42

Nils



Der Einsatz der 100 % wasserdichten und optimal atmungsaktiven Sympatex Membrane sorgt für zusätzlichen Tragekomfort. Durch die intelligente Materialkombination ist Bewegungsfreiheit bei jedem Wetter gewährleistet.



Extra hoch!



AV

48

Montblanc

AV - 042800 / 18 - 32
NS - 042805 / 18 - 32
mit Warmfutter



Extra hoch!



49

Snow

AV - 042810 / 18 - 37
NS - 042815 / 18 - 38

mit Warmfutter





Extra hoch!

AV

32 AV - 042730 / 18 - 38
NS - 042735 / 18 - 38
Tibet mit Warmfutter



Extra hoch!

34 AV - 042760 / 18 - 42
NS - 042765 / 18 - 42
Alpen mit Warmfutter



33 AV - 042740 / 18 - 42
NS - 042745 / 18 - 42
Rocky mit Warmfutter



163 AV - 042030 / 18 - 42
NS - 042035 / 18 - 42
Cloud mit Warmfutter



164 AV - 042040 / 18 - 38
NS - 042045 / 18 - 38
Maxi mit Warmfutter



165 AV - 042050 / 20 - 42
NS - 042055 / 20 - 42
Marty mit Warmfutter



Die Orthesenschuhversorgung

Kinderschuh-Versorgung bei Orthesenträgern

Eltern wünschen sich gesunde Kinder. Deshalb sind sie um so besorgter, wenn bei ihrem Kind eine Behinderung festgestellt wird, die zum Tragen einer Beinorthese veranlasst. Häufig erscheint es ihnen unvorstellbar, dass sich ihr Kind trotz dieser Einschränkung frei entfalten und bewegen kann wie gleichaltrige gesunde Kinder. Der hohe Tragekomfort der Orthesenschuhe von schein bietet dazu eine wesentliche Erleichterung, verbunden mit optimaler Passform, hoher Standsicherheit und leichtem Einschluß. Das optisch ansprechende Design lässt zum Normalschuh keine Wünsche offen. Dafür spricht die hohe Akzeptanz bei Eltern wie bei Kindern. Alle Orthesenschuhe von schein lassen sich durch orthopädische Zurichtungen individuell anpassen.

Besondere Ausstattungsmerkmale

- Optimale Passform zur Aufnahme unterschiedlicher Orthesen und Fußweiten. Durch die 4 Weiten TN5, TN7, TN8 und TN9 kann bei einseitiger Versorgung auch der normale Fuß mit einem schmalen Orthesenschuh ausgestattet werden.
- Die Orthesenschuhe sind mit strapazierfähigem Kalbleder oder mit textilem Futtermaterial gefüttert.
- Die Microporo-Zwischensohle und die PU-Laufsohle wirken stoßdämpfend und eignen sich für notwendige Zurichtungen.
- Der breitflächige Boden gewährleistet sicheren Stand und sichere Schrittabwicklung.
- Die Schnürung bzw. der Klettverschluss sind weit nach vorne gezogen, um ein müheloses An- und Ausziehen zu ermöglichen.




TN5




TN8

Größenmessung direkt am Fuß


Das Fußmessgerät ist speziell für alle therapeutischen Kinderschuh von schein konzipiert worden. Es berücksichtigt die steigende Zehenzugabe in der Messskala. Rückseitig befindet sich eine Weitentabelle der Orthesen- und Stabilschuhe. Das Messgerät ist für Fremdfabrikate nicht geeignet. Code-Nr. 032640-002





111	TN8 - 370390 / 21 - 32
Amy	



112	TN8 - 370380 / 21 - 32
Lupi	



107	TN8 - 370200 / 18 - 32
Anja	AV S



108	TN8 - 370210 / 18 - 42
Ben	AV S




110	TN8 - 370520 / 23 - 38
Sky	AV S



146	TN5 - 360910 / 21 - 39 TN8 - 370910 / 21 - 39
Jessica	



147	TN5 - 360900 / 21 - 47 TN8 - 370900 / 21 - 47
Tom	



Größenmessung direkt am Fuß mit dem schein-Fußmessgerät

Das Messgerät von schein berücksichtigt die steigende Zehenzugabe in der Messskala und ist für alle therapeutischen Kinderschuhe von schein konzipiert.

(Messgerät nicht für Fremdfabrikate geeignet)

Auf der Rückseite des Gerätes ist die Weitentabelle der Orthesen- und Stabilschuhe abgebildet.



Code-Nr.
032640-002



44	TN5 - 363950 / 21 - 35 TN8 - 373950 / 21 - 35
Kletty	



43	TN5 - 363960 / 21 - 32 TN8 - 373960 / 21 - 32
Mareike	



80	TN5 - 363970 / 20 - 27
Flip	



82	TN5 - 361900 / 21 - 45 TN8 - 371900 / 21 - 45
Carbon	



schein KIDS
 Orthesenschuhe by schein

Hilfsmittelverzeichnis - Produktgruppe 31,
 Pos. - Nr. 31.03.03.7001 "Schuhe über Beinorthese"



2	TN7 - 044630 / 20 - 34
Jan	TN8 - 044635 / 20 - 35
	TN9 - 044640 / 20 - 33
	



166	TN5 - 364240 / 26 - 45
Romeo	TN8 - 374240 / 26 - 45



167	TN5 - 364250 / 26 - 40
Lou	TN8 - 374250 / 26 - 40



113
 Marie
 TN5 - 362820 / 30 - 40
 TN8 - 370820 / 30 - 40



114
 Jackson
 TN5 - 362800 / 30 - 42
 TN8 - 370800 / 30 - 42



115
 Fynn
 TN5 - 362810 / 30 - 47
 TN8 - 370810 / 30 - 47



47
 Maya
 TN5 - 363310 / 21 - 38
 TN8 - 373310 / 21 - 38



86
 Katie
 TN5 - 363130 / 21 - 32
 TN8 - 043130 / 22 - 29



83
 Charlotte
 TN5 - 363260 / 21 - 35
 TN8 - 373260 / 21 - 35





46	TN5 - 363010 / 26 - 47 TN8 - 373010 / 26 - 47
Gym	





149	TN5 - 363910 / 26 - 40 TN8 - 373910 / 26 - 40
Emma	



150	TN5 - 363980 / 26 - 47 TN8 - 373980 / 26 - 47
Moritz	



85	TN5 - 363730 / 21 - 30
Olivia	



7	TN8 - 044850 / 20 - 32 TN9 - 044860 / 20 - 34
Milan	

schein KIDS
Orthesenschuhe by schein

Hilfsmittelverzeichnis - Produktgruppe 31,
Pos.-Nr. 31. 03. 03. 7001 "Schuhe über Beinorthese"



116
Polly
TN5 - 363740 / 20 - 38
TN8 - 373740 / 20 - 38



117
Buddy
TN5 - 363750 / 26 - 42
TN8 - 373750 / 26 - 42



118
Arne
TN5 - 363760 / 26 - 42
TN8 - 373760 / 26 - 42





151	TN5 - 363340 / 21 - 42 TN8 - 373340 / 21 - 42
Martin	



90	TN5 - 363250 / 20 - 42 TN8 - 373250 / 20 - 42
Max	



61	TN5 - 363320 / 21 - 42 TN8 - 373320 / 21 - 42
Blue	



17	TN5 - 363030 / 30 - 47 TN8 - 373030 / 30 - 47
Blacky	



21	TN5 - 363940 / 26 - 42 TN8 - 373940 / 26 - 42
Sporty	



119
 TN5 - 363830 / 30 - 42
 TN8 - 373730 / 30 - 42
Chip
 FLEKTY



120
 TN5 - 363840 / 30 - 42
 TN8 - 373840 / 30 - 42
Summi
 FLEKTY



121
 TN5 - 363850 / 30 - 47
 TN8 - 373850 / 30 - 47
Chap
 FLEKTY



15
 TN5 - 363510 / 30 - 47
 TN8 - 373510 / 30 - 47
Robin
 FLEKTY



16
 TN5 - 363500 / 26 - 47
Jumpy
 FLEKTY



152
 TN5 - 366900 / 35 - 47
Till
 FLEKTY



14 TN5 - 363610 / 21 - 42
Monte
FLORIT



52 TN5 - 363620 / 30 - 47
Matterhorn
FLORIT 



53 TN5 - 363600 / 30 - 42
Anden
FLORIT



122 TN5 - 363490 / 21 - 38
TN8 - 373490 / 21 - 38
Nele
FLORIT  




8 TN5 - 363480 / 18 - 45
TN8 - 373480 / 18 - 45
TN9 - 373485 / 18 - 45
Phoenix
FLORIT  



153 TN5 - 363470 / 18 - 45
TN8 - 373470 / 18 - 45
Oskar
FLORIT




123	TN8 - 370010 / 30 - 47
Polo	



124	TN8 - 370130 / 22 - 31
Rob	



125	TN8 - 370100 / 22 - 28
Viola	



126	TN5 - 360750 / 26 - 38 TN8 - 370750 / 26 - 38
Kito	 



127	TN5 - 360780 / 26 - 42 TN8 - 370780 / 26 - 42 TN9 - 370785 / 26 - 42
Fabian	 



128	TN5 - 360730 / 26 - 42 TN8 - 370730 / 26 - 42
Nico	 



154	TN8 - 372580 / 18 - 35
Teppi	



155	TN8 - 372590 / 18 - 35
Hausi	




156	TN5 - 360020 / 26 - 38 TN8 - 370020 / 26 - 38
Natalie	 




157	TN5 - 360080 / 26 - 42 TN8 - 370080 / 26 - 42 TN9 - 370085 / 26 - 42
Kenan	 




158	TN5 - 360030 / 26 - 42 TN8 - 370030 / 26 - 42
Nils	



158	TN5 - 364000 / 26 - 45 TN8 - 374000 / 26 - 45
Tommy	



169	TN5 - 364010 / 26 - 38 TN8 - 374010 / 26 - 38
Tina	



schein KIDS
Orthesenschuhe by schein

Hilfsmittelverzeichnis - Produktgruppe 31,
Pos. - Nr. 31.03.03.7001 "Schuhe über Beinorthese"



170

Henry

TN5 - 364120 / 26 - 45
TN8 - 374120 / 26 - 45



171

Sandra

TN5 - 364130 / 26 - 40
TN8 - 374130 / 26 - 40





172 TN8 - 372510 / 26 - 38
Berni mit Warmfutter



173 TN5 - 362500 / 26 - 42
TN8 - 372500 / 26 - 42
Felix mit Warmfutter



174 TN5 - 362520 / 26 - 42
TN8 - 372520 / 26 - 42
TN9 - 372525 / 26 - 42
Liam mit Warmfutter



175 TN5 - 362540 / 20 - 38
TN8 - 372540 / 20 - 38
Carolyn mit Warmfutter



176 TN5 - 362530 / 18 - 45
TN8 - 372530 / 18 - 45
Kai mit Warmfutter





95 TN8 - 044570 / 23 - 32
Morry mit Warmfutter



62 TN8 - 044550 / 21 - 32
Annika mit Warmfutter



13 TN8 - 044540 / 18 - 45
Knut mit Warmfutter



96 TN8 - 044560 / 23 - 40
Schocky mit Warmfutter

Stabilschuhe bei Instabilitäten der unteren Extremitäten

Als Ergänzung zu den Stabilisationsschuhen bietet schein jetzt auch Sondermodelle mit höherem Schaft an, die besonders für Patienten mit cerebralen oder spinalen Bewegungsstörungen vorgesehen sind, bei denen eine Einlagenversorgung nicht ausreicht.

Durch die hohe Schaftführung von distalem Unterschenkel und Fuß können diese speziellen Stabilisationsschuhe eine periphere Orthese ersetzen. Zur Stützung des Fußes wird in der Regel auch eine Fußbettung erforderlich sein.

Die Schuhe zeichnen sich durch folgende Besonderheiten aus:

- Größenabhängige Schafthöhe, weit über Knöchelhöhe
- Seitliche Schaftversteifung durch sehr stabile Fersenkappe
- Achillessehnenbereich ist von der Versteifung ausgespart
- Sohlenversteifung, da bei den Versorgungsfällen von einer Stabilisierung des Sprunggelenkes ausgegangen wird
- Plateau-Zwischensohle aus leichtem Mikroporo, die für viele Zurichtungen geeignet ist
- Separate Laufsohle, die nach Durchführung der Sohlenzurichtungen aufgeklebt werden muss
- Rundum-Polsterung des Schaftfutters außer im Zehenraum
- Eingelegte, austauschbare Polstersohle
- Weite Einstiegsmöglichkeit
- Verschluss mit Klettbändern über Umlenkösen
- Zwei Weiten in ICP 4 und ICP 6
- Variabler Aufbau durch Einzelmodule möglich
- Futter aus hochwertigem Kalbleder
- Schaft aus verschiedenfarbigem, weichem Nubukrindleder



Schäfte



54

045983 - Sandale
 blau - 22-45



55

045993 - Sandale
 rot - 22-32



56

045963 - Klettschuh
 blau - 22-45



57

045973 - Klettschuh
 rot - 22-32



67

045953 - Klettschuh
 schwarz - 22-45



66

045923 - Klettschuh
 rot - 22-32



68

045943 - Klettschuh
 blau - 22-45



69

045933 - Schnürschuh
 blau - 22-45



schein KIDS

Stabilschuhe CP-ICP by schein

Hilfsmittelverzeichnis - Produktgruppe 31,
Pos. - Nr. beantragt



54

ICP4 - 045980 / 22 - 45

Valentin



55

ICP4 - 045990 / 22 - 32


Love






56 ICP4 - 045960 / 22 - 45
Falke 




57 ICP4 - 045970 / 22 - 32
Dragon 




67 ICP4 - 045950 / 22 - 45
Skorpion 




66 ICP4 - 045920 / 22 - 32
Heidi 



68 ICP4 - 045940 / 22 - 45
Levy 



69 ICP4 - 045930 / 22 - 45
Jeans 








56 ICP4 - 045960 / 22 - 45
Falke 



57 ICP4 - 045970 / 22 - 32
Dragon 



66 ICP4 - 045920 / 22 - 32
Heidi 



Die Stabilschuhversorgung

Die Stabilschuhe von schein bieten durch unterschiedliche Konstruktionsmerkmale vielseitige Einsatzmöglichkeiten bei Kindern und Jugendlichen mit Fuß- und Gehproblemen.

Folgende Indikationen haben sich nach unserer Erfahrung bewährt:

- **Ruhigstellung schmerzhafter Fußgelenke:**
 - bei jugendlicher rheumatoider Arthritis
 - bei Arthritis anderer Ursache
- **Stützen bandschwacher Gelenke:**
 - nach Bandläsionen am Sprunggelenk
 - bei angeborener Fibulaaplasie
- **Führen neurologisch gestörter Gelenke:**
 - bei Cerebralparese
 - bei Spina bifida
 - nach Poliomyelitis
- **Bettung leichter und mittelgradiger Fußdeformitäten (mit entsprechenden Einlagen).**

Wesentliche Merkmale:

- Der **Schaft** ist aus Leder mit hochwertigem Nahtmaterial sowie haltbaren Kappen im Zehen- und Fersenbereich gefertigt.
- Die speziell ausgeformten und festen **Hinterkappen** gewähren mit dem hohen Schaft einen optimalen Halt für den Rückfuß.
- Die **Laufsohlen** entsprechen höchstem technischen Komfort. Sie sind hochabriebfest mit griffigem Profil und haben stoßabsorbierende Eigenschaften.
- variable Passform durch drei Weiten.
- Futter aus hochwertigem Kalbleder oder Textil.



Hilfsmittelverzeichnis - Produktgruppe 31,
Pos.-Nr. 31.03.03.2003 "Stabilisationsschuhe"



129

TN4 - 350200 / 23 - 32

Anja



131

TN4 - 350210 / 23 - 42
TN6 - 350215 / 23 - 42

Ben



130


TN4 - 350450 / 23 - 35

Sunny



Hilfsmittelverzeichnis - Produktgruppe 31.
 Pos. - Nr. 31. 03. 03. 2003 "Stabilisationsschuhe"



132	TN4 - 350520 / 23 - 38
Sky	 
	





159	TN4 - 351080 / 23 - 42
Hero	 
	




27	TN6 - 045235 / 27 - 33
Kevin	
	



 Auch als Antivarusschuh erhältlich!

 Auch als Orthesenschuh erhältlich!

42

 Limitierte Menge, solange der Vorrat reicht!
 Tel. +49(0) 21 91 / 910 201



133	TN2 - 354490 / 23 - 38 TN4 - 353490 / 23 - 38 TN6 - 353495 / 23 - 38
Nele	



134	TN2 - 354480 / 23 - 42 TN4 - 353480 / 23 - 42 TN6 - 353485 / 23 - 42
Phoenix	



160	TN4 - 350020 / 26 - 38
Natalie	



161	TN4 - 350080 / 26 - 42 TN6 - 350085 / 26 - 42
Kenan	





135	TN4 - 350750 / 26 - 38
Kito	 




136	TN4 - 350780 / 26 - 42 TN6 - 350785 / 26 - 42
Fabian	 



137	TN4 - 350730 / 26 - 38
Nico	 



141	TN4 - 350010 / 30 - 47
Polo	



140	TN2 - 353620 / 30 - 47 TN4 - 353625 / 30 - 47
Matterhorn	



Hilfsmittelverzeichnis - Produktgruppe 31,
Pos.-Nr. 31. 03. 03. 2003 "Stabilisationsschuhe"



138
Noah

TN4 - 350670 / 23 - 42
TN6 - 350675 / 23 - 42



139
Navy

TN4 - 350640 / 23 - 42





177	TN2 - 354000 / 26 - 45
Tommy	



178	TN2 - 354010 / 26 - 38
Tina	



179	TN2 - 354120 / 26 - 45
Henry	



180	TN2 - 354130 / 26 - 40
Sandra	





181 TN6 - 352520 / 23 - 42
Liam mit Warmfutter



182 TN6 - 352530 / 26 - 42
Kai mit Warmfutter



183 TN6 - 352540 / 23 - 38
Carolin mit Warmfutter



34 TN6 - 045650 / 23 - 42
Muckel mit Warmfutter



65 TN6 - 045660 / 23 - 29
Echna mit Warmfutter





Einlagen-Versorgung

Einlagen sind beim Einsatz von Therapie- schuhen für Kinder oft unerlässlich.

Die S90 - Kindereinlagen bieten neben der dünnen, flexiblen Form auch eine hervorragende Stützwirkung und Stabilisierung des Rückfußes. Bei Kindern mit Tendenz zum Knickfuß ist eine bilaterale Fersenfassung mit 2-Backeneinlagen angezeigt. Operierte Klump- und Serpentinfüße können mit der schalenförmigen S90-Kindereinlage versorgt werden. Die flexiblen Einlagenränder passen sich dem Schuhschaft optimal an und verhindern Druckschwielen am Kinderfuß. Die vielen farbenfrohen Bezugstoffe wurden speziell für Kinder entwickelt und erfreuen sich großer Beliebtheit.

Über weitere vielfältige Einlagenversorgungen mit anderen Materialien informiert Sie auch Ihr Orthopädie-Fachmann. Bei rigiden Sichelfüßen oder vorbehandelten Klumpfüßen mit einer verbliebenen Adduktusstellung des Vorfußes werden auch Dreibackeneinlagen mit vorgezogener medialer Backe eingesetzt, weil sie einen härteren Korrekturdruck durch das verwendete Trägermaterial Aluminium oder Supralen ausüben können. Damit der Fuß auch nach lateral korrigiert werden kann, muss das Kind Antivarus-Schuhe tragen, um den Vorfuß nicht in eine Zange zu nehmen.



SCHEIN ORTHOPÄDIE SERVICE KG
Postfach 11 06 09
D-42866 Remscheid
Germany
Tel. +49(0) 21 91 / 910-201
Fax +49(0) 21 91 / 910-102
E-Mail: info@schein.de
www.schein.de



099997-136

03.0772.20.09.11